

Annexe 2 : Plateau Technique Spécialisé – Cahier des charges Isocinétisme

Composantes requises

- Une machine d'iso-cinétisme motorisée (non filin) permettant soit l'évaluation, soit la rééducation dans un espace de rééducation dédié ou non - La machine peut être dédiée à l'évaluation ou la rééducation d'une ou plusieurs fonctions : • Membre inférieur • Membre supérieur • Tronc - Il ne peut y avoir de rééducation sans évaluation préalable
- Personnels formés et compétents dans l'utilisation de l'appareil
- Contrat et livret de maintenance accessibles (intégrant les réparations effectuées) - Carnet de matériovigilance - Carnet des dysfonctionnements (démarche qualité) - Règlement intérieur pour l'usage du dispositif et de l'espace dédié - Statistiques d'utilisation des différentes machines
- Données médicales issues du travail sur la machine intégrées dans le dossier du patient

Unité d'œuvre servant au financement

- Le nombre de machines